

Produktinformation om Navina Insert

Produktbeskrivelse

Analprop.

Holdbarhed og anvendelser

Holdbarheden for Navina-proppen er 5 år.

Navina-proppen er et engangsprodukt og bør kun bruges én gang, før det bortskaffes.

Materialesammensætning

Propmateriale: Silikoneelastomer, mineralolie, vaseline

Primært emballagemateriale: PE/nylon

Sekundært emballagemateriale: Bølgepap

Tilsigtet anvendelse

Proppen til fækal inkontinens er beregnet til at hjælpe voksne patienter på 18 år og ældre samt sundhedspersonale til at håndtere fækal inkontinens. Navina-Fecal Incontinence Insert er designet til at afhjælpe den ufrivillige lækage af afføring gennem analkanalen. Det medicinske udstyr til engangsbrug indsættes via endetarmsåbningen i analkanalen og rectum. Enheden går i indgreb med og tilpasser sig den anorektale overgang og analkanalen for at styre utilsigtet lækage af afføring.

Indikationer for brug

Navina-proppen til er indiceret til håndtering af ufrivillig afføringslækage, som skyldes afføringsinkontinens. Den rektale prop er designet til egen indføring for at standse og forebygge ufrivillig lækage af afføring fra endetarmen.

Risici

- Mulighed for mild irritation eller ubehag ved endetarmsåbningen eller analkanalen.
- Risiko for bevægelse eller forskydning af proppen ind i analkanalen eller endetarmen.
- Uventet udstødning.

Advarsler, forholdsregler og kontraindikationer

Afføringslækage kan behandles medicinsk. Navina-proppen er ikke beregnet til at erstatte kirurgiske løsninger til behandling af ufrivillig afføringslækage. Kontakt din læge for at få professionel rådgivning.

- Navina-proppen er kontraindiceret til brug hos børn.
- Denne analprop er usteril og kun beregnet til engangsbrug.
- Genbrug af analproppen kan resultere i brud på analproppen.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er brudt eller beskadiget.
- Må ikke anvendes, hvis du har silikoneallergi.
- Må ikke anvendes sammen med stikpiller.

Afbryd brugen af Navina-proppen, og kontakt din læge, hvis du har:

- Blodig afføring eller blødning fra endetarmen.
- Blødende hæmorrhoider.
- Anal/rektal smerte, irritation, kramper, revner eller fissurer.
- Forskydning af proppen til fækal inkontinens i analkanalen eller endetarmen, som ikke er blevet udstødt med den næste afføring.
- Gennemgået rektal kirurgi inden for de sidste fire uger.



Navina Insert

Reference	Type	Specifikation
6930400	Navina Insert Normal	Æske med 30 stk.
6930500	Navina Insert Stor	Æske med 30 stk.
6930600	Startpakke til Navina Insert	Æske med 5 stk. Normal og 5 stk. Stor.

Navina™ Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest Stewartville,
MN 55976 USA 507-533-0366
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.dk



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20 Braunfels 35619
Germany