



Luer-lock. En konnektortype, som er sikker og minimerer risikoen for spild eller utilsigtet eksponering. Den farmaceutiske opløsning holdes inde i systemet.\*\*



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret er skånsomt, sikkert og lige så glat ved udtagning som ved indføring.<sup>1</sup>

Glatte kateterøjne.<sup>2</sup>

### Anvendelse

LoFric® hydrofilt engangskateter er beregnet til intermitterende instillation af farmaceutiske opløsninger direkte i blæren.

### Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med ethylenoxidgas. Bruges inden sidste anvendelsesdato, som er trykt på pakningen.

### Pakning

30 eller 10 individuelt pakkede katetre pr. kundeæske. Transportpakke: inkluderer enten 4 eller 2 kundeæsker.

### Materiale

**Hydrofil overfladebelægning:** polyvinylpyrrolidon (PVP) og natriumklorid (NaCl).

**Kateter:** polyolefinbaseret elastomer (POBE).

**Enkelt pakning:** lakeret papir, lamineret film af polypropylen (PP)/polyamid (PA)/polyethylen (PE).

### Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Str.
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
440 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
440 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988.

2. Lundgren et al. 2000; Newman et al. 2018.

\*\* Instiller kun farmaceutiske opløsninger, der er godkendte til intravesikal indgift i blæren og i henhold til vejledningen.

Hos Wellspect udvikler vi innovativ kontinenspleje, der ændrer menneskers liv. Vi forpligter os til at hjælpe vores brugere til at opbygge selvtillid og uafhængighed, samt et godt helbred og velvære. Vi har været førende inden for branchen i over 30 år med vores produktmærker LoFric® og Navina™. Vi skaber pålidelige og brugervenlige produkter til blære- og tarmproblemer med så lille miljøpåvirkning som muligt. Vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale og arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale, der konstant inspirerer os til at forbedre vores produkter og tjenester på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

**Wellspect. En reel forskel.**

For mere information om vores produkter og vores initiativer for at fremme kontinenspleje sammen Advancing Contenance Care Together (ACCT), kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtalen på Facebook og Instagram.

[wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)

