



Tragten har forskellig farve afhængig af katetrets diameter.

Selvklæbende tape til ophæng af pakningen.

Fremstillet uden brug af PVC, ftalater og latex.



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{1,2}

Produktbeskrivelse

LoFric® Dila-Cath™, hydrofilt engangskateter, anvendes til intermitterende kateterisering. Kateteret har ikke drænojne og kan derfor ikke bruges til blæretømning.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Information om sidste anvendelsesdato er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. æske.
2 æsker i hver transportkarton.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinylpyrrolidone (PVP) og salt (NaCl).

Kateter: Polyolefinbaset elastomer (POBE).

Enkelt pakning: Overfladebehandlet papir, lamineret film af polypropylen (PP) og polyethylen (PE).

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
406 16 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
406 18 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18



Brugervenlig emballage.



Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære-og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).
Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.
Tel: +45 4362 4332. www.wellspect.dk

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

