



Peel-open.

Selvklæbende tape til ophæng af pakningen.

Klar til brug med det samme - steril saltopløsning medfølger, aktiveres med et let tryk, og katetret er klar til brug.

Justerbart indførings-hjælpemiddel giver bedre greb og kontrol samt optimal hygiejne.

Fremstillet uden brug af PVC, ftalater og latex.



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{1,2}

Glatte kateterøjne.^{3,4}



Kan foldes til en smart, diskret lommestørrelse.



Nelaton Tiemann Flexible

Produktbeskrivelse

LoFric® Origo™, hydrofilt engangskateter til blæretømning med saltvandsopløsning til aktivering.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Information om sidste anvendelsesdato er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. æske.
4 æsker i hver transportkarton.
5 katetre pr. prøvepakke.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Vandpose: Laminatfolie af polyethylenterephthalat (PET), aluminum og polyethylen (PE). Sterilt vand med natriumchlorid (NaCl).

Enkelt pakning:

Topfolie: Laminatfolie af polyethylenterephthalat (PET) og polyethylen (PE).

Bundfolie: Polyolefin.

Produktsortiment

| Reference | Type | Længde | Størrelse |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 442 08 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric) | 30 cm | CH 08 |
| 442 10 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric) | 30 cm | CH 10 |
| 442 12 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric) | 30 cm | CH 12 |
| 443 10 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 10 |
| 443 12 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 12 |
| 443 14 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 14 |
| 443 16 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 16 |
| 443 18 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 18 |
| 444 10 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 10 |
| 444 12 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 12 |
| 444 14 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 14 |
| 444 16 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 16 |
| 444 18 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 18 |
| 445 12 20 | LoFric® Origo™ Flexible (male) | 40 cm | CH 12 |
| 445 14 20 | LoFric® Origo™ Flexible (male) | 40 cm | CH 14 |

Alle produkter fås i prøvepakke, 5 katetre.

For at bestille en prøvepakke skal de to sidste cifre i referencenummeret udskiftes med 05.



Brugervenlig emballage.



Prøvepakke, 5 katetre.

LoFric® Origo™



Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære-og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark.
Tel: +45 4362 4332. www.wellspect.dk

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only