

Produktbeskrivelse

LoFric® Elle™, et klar til brug, hydrofilt engangskateter til ren intermitterende kateterisering.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Information om sidste anvendelsesdato er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. æske.
2 æsker i hver transportkarton.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter:
Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Væske:
Produktet ligger i vandbaseret væske med glycerol.

Enkelt pakning:
Polypropylen.


Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
418 10 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10
418 12 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12
418 14 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14

*Effektiv længde er længden på kateterrøret, der kan føres ind i urinrøret.



Brugervenlig emballage.



- Designet til at være ergonomisk og brugervenligt. Med vinklet håndtag – for bedre greb og høj hygiejne, da katetret ikke skal berøres. Kan tilkobles urinopsamlingsposer eller forlængerslanger.
- Klart til brug med det samme – for hurtig håndtering og kateterisering.
- Lille og diskret design.
- Den nederste del af beholderen er genanvendelig plast (polypropylen).
- Frit for PVC, ftalater og latex.
- Glatte kateterhuller.^{1,2}
- Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{3,4}



LoFric® Elle™

Referencer

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære-og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).
Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.
Tel: +45 4362 4332. www.wellspect.dk

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

