

Produktinformation om Navina Mini

Produktbeskrivelse

Transanal irrigationsenhed med lav volumen (185ml).

Holdbarhed og anvendelser

Alle Navina Mini-komponenter har en holdbarhed på 2 år. Kateterstudsene er et engangsprodukt og må kun bruges én gang. Vandbeholderen og den valgfrie forlængerslange kan bruges 60 gange.

Materialesammensætning

Produktets hovedkomponenter: vandbeholder, rektalkegle og forlængerslange er fremstillet af termoplastisk elastomer (TPE).

Hydrofil overfladebelægning på kateterstuds: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Primært emballagemateriale: Polyethylen (PE)

Sekundært emballagemateriale: Karton og bølgepap.

Navina Mini er fremstillet uden brug af latex, PVC og ftalater.

Tilsigtet anvendelse

Navina Mini er beregnet til transanal irrigation ved at indsprøjte en lille mængde vand i endetarmen gennem en rektalkegle til engangsbrug.

Indikationer for brug

Navina Mini er beregnet til voksne, unge og børn fra 3 år, som lider af ufuldstændig tømning og/eller fækal inkontinens.

Kontraindikationer

Brug IKKE Navina Mini, hvis du har en eller flere af følgende lidelser:

- Kendt analforsnævring.
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom.
- Akut divertikulitis og byld i udposning på tarm.
- Colorektal cancer.
- Iskæmisk kolitis.
- Inden for de seneste tre måneder har fået foretaget anal eller colorektal kirurgi.

Da listen måske ikke er udtømmende, skal sundhedspersonalet også altid tage individuelle brugerfaktorer i betragtning.



Navina Mini

Reference	Type	Specification
6931000	Navina Mini -startsæt	1 vandbeholder, 5 rektalkegler, 1 forlængerslange
6930700	Navina Mini -sæt	1 vandbeholder, 30 rektalkegler
6930800	Navina Mini -forlængersæt	1 vandbeholder, 30 rektalkegler, 1 forlængerslange
6930900	Navina Mini -påfyldningssæt	30 rektalkegler

Navina™ Mini

