

LoFric® Origo™ Pro,
Engangs, hydrofil kateter, med
saltvandsopløsning til aktivering,
og multiple kateterøjne, designet
til at muliggøre fuldstændig
blæretømning uden behov
for repositionering.

Sterilisering og holdbarhed

Strålesteriliseret. Information om sidste
anvendelsesdato er trykt på pakken.

Emballage

30 katetrer pr. æske.
4 æsker i hver emballageæske.
5 katetrer pr. prøveæske.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret

elastomer (POBE).

Vandpose: Laminatfolie
af polyethylenterephthalat (PET),
aluminium og polyethylen (PE).
Sterilt vand med natriumchlorid (NaCl).

Beskyttelsesfilm: Polyethylen (PE).

Enkeltpakning:

Topfolie: Laminatfolie af
polyethylenterephthalat (PET)
og polyethylen (PE)

Bundfolie: polyolefin.


Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse	Antal kateterøjne
441 12 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm**	CH 12	12
441 14 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm**	CH 14	12
441 16 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm**	CH 16	12

Alle produkter findes i prøveæsker, 5 katetrer. For at bestille, erstæt de to sidste cifre i referencen med 05.


*LoFric Origo Pro med beskyttelsesfilm, flexible spids og multiple kateterøjne.

**




A	40cm
B	32cm

LoFric Origo Pro



- **LoFric Origo Pro multiple kateterøjne** er designet til fuldstændig blæretømning uden repositionering af kateteret.¹
- **Peel-open med løkke.**
- **Selvklibende tape** til ophæng af pakken.
- **Omgående aktivering**
– steril saltvandsopløsning medfølger, et let tryk og kateteret er klar til brug.
- **Beskyttelsesfilm** for fremragende kontrol og non-touch teknik.
- **Glatte kateterøjne.**
- **LoFric Origo-katetre er belagt** med en overflade med Urotonic™ Surface Technology. Kateteret forbliver glat under hele kateteriseringen.^{2,3,4}
- **Indeholder ikke** PVC, ftalater eller latex.



Referencer

1. Data on file at info@wellspect.com.
2. Waller et al., 1997.
3. Lundgren et al., 2000.
4. Johansson et al., 2013.

Hos Wellspect udvikler vi innovative produkter og løsninger, der gør en reel forskel for mennesker med behov for kontinenspleje – så de kan leve livet fuldt ud, hver dag. Vi har været førende inden for sundhedssektoren i over 40 år med vores varemærker LoFric[®], Navina[™] og Surity[™]. Vi arbejder løbende på at gøre vores brugervenlige løsninger tilgængelige for endnu flere, samtidig med at vi bestræber os på at opretholde de højeste kvalitetsstandarder og samtidig minimere klimaaftrykket fra vores produkter. Gennem et tæt samarbejde med brugere og sundhedspersonale stræber vi efter at forbedre kliniske resultater og øge livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Wellspect. A Real Difference.

For mere information om vores produkter og tjenester, besøg wellspect.dk

Følg os også på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark. Tlf: +45 4362 4332.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only