



### Produktbeskrivelse

LoFric® Hydro-Kit™, hydrofilt urinkateter til engangsbrug med saltopløsning til aktivering, beregnet til intermitterende urinkateterisering.

### Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Information om sidste anvendelsesdato er trykt på pakningen.

### Pakning

Individuelt indpakket med 30 katetre i hver æske og 2 æsker i hver transportkarton.

### Materiale

**Hydrofil overfladebelægning:** Polyvinyl pyrrolidone (PVP).

**Kateter:** Polyolefin-baseret elastomer (POBE).

**Vandpose:** Lamineret folie af polyethylene terephthalate (PET), polyethylene (PE) og aluminium, steril vand med natriumklorid (NaCl).

**Enkelt pakning:** Polyethylene butylacrylate (EBA).

### Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
421 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
421 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Brugervenlig emballage.



LoFric® Hydro-Kit™

## Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

### **Wellspect. A Real Difference.**

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

**wellspect.dk**

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.  
Tel: +45 4362 4332. [www.wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only