



Diskret design.

Brugervenligt håndtag for bedre greb og høj hygiejne, da katetret ikke skal berøres.

Selvklæbende tape til ophæng af pakningen.

Klar til brug med det samme – steril saltopløsning medfølger, et let tryk, og katetret er klar til brug.

Peel-open.

Den ydre emballage fungerer som både en hygiejnisk og diskret pose til afskaffelse.

Fremstillet uden brug af PVC, ftalater og latex.

Glatte kateterøjne.^{1,2}



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{3,4}

Produktbeskrivelse

LoFric® Sense™, engangsbrug, hydrofilt urinkateter med saltopløsning til aktivering, beregnet til intermitterende urinkateterisering.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Information om sidste anvendelsesdato er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. æske.
4 æsker i hver transportkarton.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Vandpose: Laminatfolie af polyethylenterephthalat (PET), aluminium og polyethylen (PE). Sterilt vand med natriumchlorid (NaCl).

Enkelt pakning: Laminatfolie af polyethylenterephthalat (PET) og polyethylen (PE).

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
416 08 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
416 10 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
416 12 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
416 14 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14

Den effektive længde er 10 cm. Effektiv længde er længden på kateterrøret, der kan føres ind i urinrøret.



Brugervenlig emballage.



LoFric® Sense™

Referencer

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære-og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.
Tel: +45 4362 4332. www.wellspect.dk

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only