



Konnektoren har en forskellig farve afhængig af kateterets diameter.

Stor lække til åbning eller ophængning.

Klar til brug med det samme - steril saltopløsning medfølger. Tryk, og katetret er klar til brug.

Justerbart indføringsgreb giver bedre greb og kontrol, hvilket fremmer en berøringsfri teknik.

Ikke fremstillet med PVC, phthalater eller latex



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{1,2}

Glatte kateterøjne.^{3,4}



Foldbart og diskret.



Nelaton Tiemann

Produktbeskrivelse

LoFric® Primo™, engangsbrug, hydrofilt urinkateter med saltopløsning til aktivering, beregnet til intermitterende urinkateterisering.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Bruges inden sidste anvendelsesdato, som er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. kundefoks. 2 eller 4 kundefokser pr. forsendelseskasse

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Steril løsningslomme: laminatfolie af polyethylen-tereftalat (PET), polyethylen (PE) og aluminium. Sterilt vand med natriumchlorid (NaCl).

Emballage: Polyethylen (PE).

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
410 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
410 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
410 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
410 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
410 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
410 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
411 06 00	LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
411 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
411 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
413 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
413 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
413 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
413 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
413 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
413 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
414 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
414 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
414 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
414 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14
415 10 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
415 12 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
415 14 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
415 16 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
415 18 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Brugervenlig emballage

LoFric® Primo™



Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære-og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark.
Tel: +45 4362 4332. www.wellspect.dk

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only