



Luer-lock. En konnektortype, som er sikker og minimerer risikoen for spild eller utilsigtet eksponering. Den farmaceutiske opløsning holdes inde i systemet.\*

Tragten har forskellige farver afhængigt af kateterets diameter.

Selvklebende tape til ophæng af pakningen.

Fremstillet uden brug af PVC, ftalater og latex.



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.<sup>1,2</sup>

Glatte kateterøjne.<sup>3,4</sup>



Nelaton Tiemann

## Produktbeskrivelse

LoFric® Insti-Cath™, hydrofilt engangskateter er beregnet til intermitterende instillation af farmaceutiske opløsninger direkte i blæren.

## Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med ethylenoxidgas. Bruges inden sidste anvendelsesdato, som er trykt på pakningen.

## Pakning

30 katetre pr. æske.  
4 æsker i hver transportkarton.

## Materiale

**Hydrofil overfladebelægning:** polyvinylpyrrolidon (PVP) og natriumklorid (NaCl).

**Kateter:** polyolefinbaseret elastomer (POBE).

**Enkelt pakning:** lakeret papir, lamineret film af polypropylen (PP)/polyamid (PA)/polyethylen (PE).

## Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (male)*	40 cm	CH 12
440 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 08
440 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 10

\* Instiller kun farmaceutiske opløsninger, der er godkendte til intravesikal indgift i blæren og i henhold til vejledningen.



Brugervenlig emballage.

LoFric® Insti-Cath™

## Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt tillid og god helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

### **Wellspect. A Real Difference.**

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).  
Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

## wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.  
Tel: +45 4362 4332. [www.wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)

### LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

