

NAVINA MINI

En lille løsning for omgående resultat

Navina Mini er et diskret og intuitivt irrigationsprodukt til lavt skyl, der kan lette dine symptomer som ufuldstændig tømning eller inkontinens. Med et lille, behageligt skyl med vand renser det den nedeste del af rektum, hvilket omgående giver en følelse af lettelse og forhindrer lækage.



91%* synes, Navina Mini er skabt ergonomisk til at ligge godt i hånden.



89%* synes, Navina Mini har en vandbeholder, der er let at klemme.



91%* synes, Navina Mini er hygiejnisk at bruge



89%* synes, Navina Minis afrundede top på conen ser behagelig ud til indføring.

*Resultat fra brugertest med 53 respondenter

ET SMART DESIGN

- Ergonomisk design og en vandbeholder, der er let at klemme, og som kan indeholde 185 ml. vand.
- Hydrofil cone med en afrundet top, der gør indføringen let og behagelig.
- Hydrofil overflade der aktiveres let med vand fra hanen.
- Stor åbning gør det lettere at fylde den med vand direkte fra vandhanen.
- Låget gør det lettere at fylde vand i, uden at skulle fjerne conen.
- Envejs-ventil i låget.
- Forlængerslange til ekstra længde.

GØR DET NEMT

Holdbart design

- Vandbeholderen kan bruges op til 60 gange.
- Rektal cone til engangsbrug.
- Forlængerslange kan bruges op til 60 gange.
- Navina Mini er 100% fri for PVC og phthalater.



Navina™ Mini

Navina Tarmpleje. En komplet serie af produkter til tarmpleje.

Vi ved, at tarmpleje ikke kommer i én løsning, der passer til alle. Derfor er vi stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af løsninger, der kan imødekomme alle individuelle behov, alt under et varemærke, der lover dig den samme kvalitet, brugervenlighed og fleksibilitet - uanset hvilket produkt, du vælger.

For at se vores fulde sortiment af tarmplejeprodukter kan du besøge vores hjemmeside.



Navina Mini

Beskrivelse

Navina Mini er beregnet til transanal irrigation ved at tilføje en mindre mængde vand til tyktarmens nederste del gennem en rektal cone.

Indikationer

Navina Mini er beregnet til voksne, unge og børn fra 3 år, der lider af ufuldstændig tømning og/eller fækal inkontinens

Kontraindikationer

- Kendt anal eller kolorektal forsnævring
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom
- Akut divertikulitis
- Kolorektal cancer
- Iskæmisk kolitis
- Har fået foretaget anal eller kolorektal indgreb inden for de seneste 3 måneder.

Da listen muligvis ikke er fuldstændig, tager behandlerne også altid individuelle faktorer i betragtning.



Fremstillet:
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, P.O. Box 14,
SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00.
www.wellspect.com



Reference	Type	Specification
6931000	Navina Mini Start Set	1 vandbeholder, 5 rektal coner, 1 forlængerslange
6930700	Navina Mini Set	1 vandbeholder, 30 rektal coner
6930800	Navina Mini Extension Set	1 vandbeholder, 30 rektal coner, 1 forlængerslange
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rektal coner

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt til et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge Wellspect.dk.

Deltag i debatten på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden. Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com